

Stéthoscope Obstétrical Pinard en Aluminium

Le Stéthoscope Obstétrical Pinard en Aluminium STARCARE permet d'amplifier les sons émis par les battements du cœur fœtal, pour cela il faut l'appliquer sur la paroi abdominale de la maman, dans une zone proche du cœur du futur bébé.

Cette méthode est un très bon moyen de créer un premier contact entre toute la famille et le futur bébé

Star

ICare

Utilisation :

M E D I C A L

Placer le pavillon sur la partie abdominale de la mère (premièrement essayez de trouver dans quelle position se trouve le bébé pour faciliter la recherche du poul), mettre son oreille à l'autre extrémité du Stéthoscope Obstétrical Pinard en Aluminium STARCARE et écoutez, si aucun son n'est détecté déplacer le stéthoscope lentement tout le long du ventre de la maman.

Dimension :

Longueur : 14 Cm.

