

Masque d'anesthésie en silicone

Notice d'utilisation:

Nettoyer le masque avant la première utilisation

Nettoyage:

Procédure après chaque utilisation:

Laver le masque dans de l'eau à $< 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($95\text{ }^{\circ}\text{F}$)
et du détergeant

Rincer complètement le masque sous l'eau courante

Autoclavable:

Autoclavable à 121°C pendant 15min

Star!Care
M E D I C A L

- 0# NOUVEAU NEE
- 1# ENFANT
- 2# PEDIATRIQUE
- 3# ADULTE-S
- 4# ADULTE-M
- 5# ADULTE-L

